

Představujeme Tissue level implantační systém Aesthetica+<sup>2</sup> s vnitřním osmihranem 8° kónického spojení Morseovým kuželem od francouzské firmy ETK a LYRA COMPANY

Aesthetica+<sup>2</sup>  
Tissue level implant



**etk**  
A LYRA COMPANY


**NP**  
Ø 4.2



**RP**  
Ø 4.8



**WP**  
Ø 6.5



Tissue Level implantát Aesthetica+<sup>2</sup> je vhodný pro všechny implantační indikace. Implantát je vyroben z čistého titanu 4. třídy (ISO 5833-2), s úpravou povrchu pískováním a leptáním kyselinou.

100% francouzská kvalita s doživotní zárukou na implantáty.

**Proteticky shodný se Straumann Tissue Level systémem.**

Dostupné průměry a délky pro 3 protetické platformy.

Implant Ø	Ø nek	L 6 mm	L 8 mm	L 10 mm	L 12 mm	L 14 mm
3.6 mm	4.2 mm	—	AIEP 36 42 080	AIEP 36 42 100	AIEP 36 42 120	AIEP 36 42 140
	4.8 mm	—	AIEP 36 48 080	AIEP 36 48 100	AIEP 36 48 120	AIEP 36 48 140
4.1 mm	4.2 mm	AIEP 41 42 060	AIEP 41 42 080	AIEP 41 42 100	AIEP 41 42 120	AIEP 41 42 140
	4.8 mm	AIEP 41 48 060	AIEP 41 48 080	AIEP 41 48 100	AIEP 41 48 120	AIEP 41 48 140
4.8 mm	4.8 mm	AIEP 48 48 060	AIEP 48 48 080	AIEP 48 48 100	AIEP 48 48 120	AIEP 48 48 140
	6.5 mm	AIEP 48 65 060	AIEP 48 65 080	AIEP 48 65 100	AIEP 48 65 120	AIEP 48 65 140


**Pro více informací nás kontaktuje viz. zadní strana**



# konydent

## IMPLANTOLOGY SPECIALIST

 **etk**  
A LYRA COMPANY



### Chirurgický kit



### CAD/CAM Titanové báze

Kompatibilní s:  
Dental Wings,  
Exocad,  
3Shape



### Vhojovací válečky



Další protetiku  
naleznete v katalogu  
výrobce.

**Bohumil Konečný**  
+420 604 230 905  
b.konecny@konydent.cz

**Vendula Hořínková**  
+420 605 286 558  
horinkova@konydent.cz



[www.konydent.cz](http://www.konydent.cz)



[info@konydent.cz](mailto:info@konydent.cz)